

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 1 Intact mass ของ AMP48 วิเคราะห์ด้วย MALDI-TOF mass spectrometry.....	7
รูปที่ 2 CD spectrum ของโปรตีน AMP48.....	8
รูปที่ 3 ผลของ pH และความคงทนต่อ pH สำหรับ fibrinolytic activity ของ AMP48...	9
รูปที่ 4 ผลของอุณหภูมิและความคงทนต่ออุณหภูมิสำหรับ fibrinolytic activity ของ AMP48 .....	11
รูปที่ 5 Fibrinogenolytic activity ของ AMP48 .....	12
รูปที่ 6 Fibrinolytic activity ของ AMP48 .....	15
รูปที่ 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุติยภูมิของ fibrin clot เมื่อย่อยด้วย AMP78 และ human plasmin.....	16